

Vyhovet:
01/03/2015 - SeptoMatrix Sectional - 100 matric + 2 knúžky + 14 trojhlukoviných silikonových hrotov
01/03/2015 - SeptoMatrix Sectional - 50 matric + 2 knúžky + 8 trojhlukoviných silikonových hrotov
01/03/2015 - Hard kružok SeptoMatrix Sectional - 1 kružok + 8 trojhlukové silikonové hrotov
01/03/2015 - Soft kružok SeptoMatrix Sectional - 1 kružok + 8 trojhlukové silikonové hrotov
01/03/2015 - SeptoMatrix Sectional - 50 rôzne matric
01/03/2015 - SeptoMatrix Sectional - 50 výťahové matric
01/03/2015 - SeptoMatrix Sectional - 50 preimerných matric
01/03/2015 - SeptoMatrix Sectional - 50 malých matric
01/03/2015 - SeptoMatrix Sectional - 50 trojhlukových silikonových hrotov

SeptoMatrix Sectional



Het SeptoMatrix Sectional is geschikt voor klasse II restauratie en bestaat uit voorvoorzieningen mallen en klemmers voor het bevestigen. onder de voordeelen die dit systeem biedt in vergelijking met conventionele mallen, onderscheiden zich het gemak van de wegebruik en het comfort voor de patiënt. De uiterden van de klemmers zijn voorzien van drieheikope anatomische bescherming van silicone om de aanpassing van de mat te optimaliseren. De klemmers zijn beschikbaar in hard (blauw), geschikt voor de meeste toepassingen en soft (rood), geschikt voor de meest gevoelige toepassingen. De klemmers hebben verschillende scherfingen die minder drukken en tandheelkundige scheiding vereisen. **Gebrek:** Isolere niet het operatiegebied met conformader of een ander geschilderde isolatietechniek. Selecteer uit de 3 afmetingen mallen die het beste past bij de huid door herstel. Zet de mat op de proximaal die wordt hersteld. Wanneer het een H-bolle betreft is het raadzaam om de oppervlakte te voorzien van een extra helling. De klemmers zijn ontworpen om te overeenkomen met het klinisch gebruik. Voor het openen en sluiten van de klem kan de Palmer prijs worden gebruikt. Het dan niet gebruiken van de klem en de siliconen beschermers en de manier van instellen zijn afhankelijk van persoonlijke voorkeuren en de klinische situatie. Voltooi de restauratie, verwijder eerst de bevestigingsklem, en de ring en tenslotte de mat. Om consistentie contacten te verkrijgen, wendt scheidende van de klemmers en de ring. Vervolgens moet de klemmers worden verwijderd en de gebrek gecorrigeerd. De matten zijn voor eenmalig gebruik. Hergebruik ervan kan kruiscontaminatie veroorzaken. Wanneer er aangevoelde allergie bestaat voor een van de onderdelen ervan, diene dat het product niet gebruikt worden. De matten zijn voor éénmalig gebruik. Excessive expasie met de tang kan leiden tot verwoeming van de klem. Tijdens het intrekken van de klem, de vinger erop gedrukt houden tot aan het verwijderen van de tang en tenslotte de mat. Om consistentie contacten te verkrijgen, wendt scheidende van de klemmers en de ring. Vervolgens moet de klemmers worden verwijderd en de gebrek gecorrigeerd. Probeer gebruik te maken van de **Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en geven en behouden:** Professioneel gebruik. De matten zijn voor éénmalig gebruik. Hergebruik ervan kan kruiscontaminatie veroorzaken. Wanneer er aangevoelde allergie bestaat voor een van de onderdelen ervan, diene dat het product niet gebruikt worden. De matten zijn voor éénmalig gebruik. Excessive expasie met de tang kan leiden tot verwoeming van de klem. Tijdens het intrekken van de klem, de vinger erop gedrukt houden tot aan het verwijderen van de tang en tenslotte de mat. Om consistentie contacten te verkrijgen, wendt scheidende van de klemmers en de ring. Vervolgens moet de klemmers worden verwijderd en de gebrek gecorrigeerd.

NL

Het SeptoMatrix Sectional is geschikt voor klasse II restauratie en bestaat uit voorvoorzieningen mallen en klemmers voor het bevestigen. onder de voordeelen die dit systeem biedt in vergelijking met conventionele mallen, onderscheiden zich het gemak van de wegebruik en het comfort voor de patiënt. De uiterden van de klemmers zijn voorzien van drieheikope anatomische bescherming van silicone om de aanpassing van de mat te optimaliseren. De klemmers zijn beschikbaar in hard (blauw), geschikt voor de meeste toepassingen en soft (rood), geschikt voor de meest gevoelige toepassingen. De klemmers hebben verschillende scherfingen die minder drukken en tandheelkundige scheiding vereisen. **Gebrek:** Isolere niet het operatiegebied met conformader of een ander geschilderde isolatietechniek. Selecteer uit de 3 afmetingen mallen die het beste past bij de huid door herstel. Zet de mat op de proximaal die wordt hersteld. Wanneer het een H-bolle betreft is het raadzaam om de oppervlakte te voorzien van een extra helling. De klemmers zijn ontworpen om te overeenkomen met het klinisch gebruik. Voor het openen en sluiten van de klem kan de Palmer prijs worden gebruikt. Het dan niet gebruiken van de klem en de siliconen beschermers en de manier van instellen zijn afhankelijk van persoonlijke voorkeuren en de klinische situatie. Voltooi de restauratie, verwijder eerst de bevestigingsklem, en de ring en tenslotte de mat. Om consistentie contacten te verkrijgen, wendt scheidende van de klemmers en de ring. Vervolgens moet de klemmers worden verwijderd en de gebrek gecorrigeerd. De matten zijn voor eenmalig gebruik. Hergebruik ervan kan kruiscontaminatie veroorzaken. Wanneer er aangevoelde allergie bestaat voor een van de onderdelen ervan, diene dat het product niet gebruikt worden. De matten zijn voor éénmalig gebruik. Excessive expasie met de tang kan leiden tot verwoeming van de klem. Tijdens het intrekken van de klem, de vinger erop gedrukt houden tot aan het verwijderen van de tang en tenslotte de mat. Om consistentie contacten te verkrijgen, wendt scheidende van de klemmers en de ring. Vervolgens moet de klemmers worden verwijderd en de gebrek gecorrigeerd.

Aanbevelingen:
01/03/2015 - SeptoMatrix Sectional - 100 matrices + 2 grampos + 14 protetores de silicone triángulares
01/03/2015 - SeptoMatrix Sectional - 50 matrices + 2 grampos + 8 protetores de silicone triángulares
01/03/2015 - SeptoMatrix Sectional - 50 matrices sortidas
01/03/2015 - SeptoMatrix Sectional - 50 matrices grandes
01/03/2015 - SeptoMatrix Sectional - 50 matrices media
01/03/2015 - SeptoMatrix Sectional - 50 matrices pequenas
01/03/2015 - SeptoMatrix Sectional - 50 protetores de silicone triángulares

PL

PL