



Referência de Impressão

c.0 m.0 y.0 k.80

Pantone 425C

Material

Impressão: 1x1

Papel: Sulfite 63g/m²

Dobra: 3 Vincos Horizontais | 1 Vinco Vertical

Tamanho Aberto: 78 x 116 mm

Marcas de Corte/Dobra

——— Corte Linear

- - - - - Dobra

Cunhas Anatômicas / Cunhas Interdentais

As cunhas de madeira TDV são indicadas para uso geral, em procedimentos restauradores com a função mecânica de adaptar a matriz e/ou afastar dentes adjacentes. As cunhas de madeira TDV, não necessitam de recortes ou ajustes, pois seu formato agudo facilita sua introdução na amela e garante a fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Uso: Selecionar a cunha desejada. Inserir a cunha no espaço interproximal. Uma vez concluído o procedimento a cunha deve ser removida.

Advertências, precauções e restrições: Uso profissional. Uso único. Sua reutilização pode causar contaminação cruzada. Recomenda-se que a utilização do produto seja sempre acompanhada de isolamento absoluto do campo operatório, uma vez que objetos soltos podem ser deglutidos ou aspirados acidentalmente. O produto possui uma extremidade pontiaguda e deve ser manuseado de forma a não causar lesão ao paciente. Quando existir comprovada alergia a qualquer um dos seus componentes, o produto não deve ser utilizado. Qualquer incidente grave relacionado ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou pacientes estão estabelecidos.

Composição: Natural: Madeira. Colorida: Madeira e corantes reativos atóxicos.

Armazenamento: Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.

Descarte: Descarte de acordo com os requisitos locais aplicáveis.

Ref.	Código	Conteúdo
0.4952C	0004020009	- Cunha Anatômica colorida - 500 unid. surtidas
0.4953	0004020010	- Cunha Anatômica nº1 amarela - 100 unid.
0.4957C	0004020011	- Cunha Anatômica colorida - 100 unid. surtidas
0.4957	0004020012	- Cunha Anatômica 100 unid. surtidas
0.4959	0004030001	- Cunha Interdental 100 unid.
0.4959C	0004030018	- Cunha Interdental colorida - 100 unid.

Cunhas Anatômicas / Cuñas Anatômicas

Nº 1	Amarela / Amarillo
Nº 2	Azul
Nº 3	Vermelha / Rojo
Nº 4	Violeta
Nº 5	Natural

Cunhas Interdentais / Cuñas Interdentales

Nº 1	Natural
Nº 2	Verde
Nº 3	Vermelha / Rojo
Nº 4	Amarela / Amarillo

Cuñas Anatômicas / Cuñas Interdentales

Las Cuñas de madera TDV son indicadas para uso general, en procedimientos restauradores con la función mecánica de adaptar la matriz y/o alejar dientes adyacentes. Las Cuñas de madera TDV no necesitan de recortes o ajustes, pues su formato facilita su introducción en la región interdental y garantizan la adaptación de las matrices, proporcionando restauraciones libres de exceso sub-gingival y con perfecto contorno.

Uso: Selecionar a cunha desejada. Introduzir a cunha en el espacio interproximal. Una vez concluído el procedimiento la cunha debe ser removida.

Advertencias, precauciones y restricciones: Uso profesional. Uso único. Su reutilización puede causar contaminación cruzada. En caso de alergia comprobada del paciente a cualquiera de los componentes de este producto, el mismo no deberá ser utilizado. Para evitar la deglución o aspiración accidental de este producto, se recomienda el aislamiento absoluto del campo operatorio. El producto posee una extremidad puntiaguda por lo que debe ser manipulado con precaución para evitar riesgo de daños al paciente. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.

Composición: Natural: Madera. Colorida: Madera y colorantes reactivos atóxicos.

Almacenamiento: Almacenar en local seco, fresco y al abrigo de la luz solar.

Eliminación: Descarte de acuerdo con los requisitos locales aplicables.

Ref.	Código	Contenido
0.4952C	0004020009	- Cunha Anatômica colorida - 500 unid. surtidas
0.4953	0004020010	- Cunha Anatômica nº1 amarela - 100 unid.
0.4957C	0004020011	- Cunha Anatômica colorida - 100 unid. surtidas
0.4957	0004020012	- Cunha Anatômica 100 unid. surtidas
0.4959	0004030001	- Cunha Interdental - 100 unid.
0.4959C	0004030018	- Cunha Interdental colorida - 100 unid.

Manufacturer: TDV Dental Ltda.
 CNPJ 81.591.786/0001-60
 XV de Novembro, 9944
 CEP 89107-000 - Pomerode/SC - Brasil
 Reg. ANVISA: 10291220032
 ☎ 55 47 3395-6115 | 0800 047 1020
 info@tdv.com.br | www.tdv.com.br

Resp. Téc.: Gisele Karina Gruber
 CREA/SC 179557-7

EC REP Obelis S.A.
 Bd. Général Wahnis 53
 1030 Brussels, Belgium
 Tel: + (32) 2.732.59.54
 E-mail: mail@obelis.net

W 17 - 06/2022



PT/ES | Uso único

MD | PT/ES | Dispositivo Médico

Anatomic Wedges / Interdental Wedges

TDV wooden Wedges are indicated for general use in restorative procedures, with the mechanical function of adapting matrices and/or separating adjacent teeth. The wooden wedges do not require cuts or adjustments, because its shape allows an easy insertion into the interproximal areas and ensures a perfect adaptation of the matrices.

Use: Select the most appropriate wedge size for the procedure. Insert the wedge into the interproximal space. Once the procedure is completed, the wedge must be removed.

Warnings, precautions and restrictions: Professional use only. Single use only. Its reuse may cause cross contamination. If there is proven allergy to any of its components, the product must not be used. To avoid an accidental swallowing of this product, it is necessary the application of a total isolation technique of the operator field. The product has a sharp point and must be handled with caution to avoid risk of causing harm to the patient. Any serious incident related to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Composition: Natural: Wood. Colored: Wood and non-toxic reactive dyes.

Storage: To be stored in a cool and dry place, protected from sunlight.

Disposal: Dispose in accordance with applicable local requirements.

Ref.	Code	Content
0.4952C	00004020022	Anatomic wedges - 500 assorted units (colored by sizes)
0.4953	0004020023	Anatomic wedges n°1 yellow - 100 units
0.4957C	0004020024	Anatomic wedges - 100 assorted units (colored by sizes)

Anatomic Wedges / Coins Anatomiques

N° 1	Yellow / Jaune
N° 2	Blue / Bleu
N° 3	Red / Rouge
N° 4	Purple / Violet
N° 5	Natural / Naturelle

Interdental Wedges / Coins Interdentals

N° 1	Natural / Naturelle
N° 2	Green / Vert
N° 3	Red / Rouge
N° 4	Yellow / Jaune

Coins Anatomiques / Coins Interdentals

Les Coins en bois TDV sont indiqués pour tout usage en procédés de restauration, avec la fonction mécanique d'adapter la matrice et/ou d'éloigner des dents voisines. Les Coins en bois TDV n'ont pas besoin d'être découpés ou adaptés, et assurent la fixation des matrices, proportionnant des restaurations sans excès subgingival et avec un contour parfait.

Usage: Sélectionner la cale désirée. Insérer la cale dans l'espace interproximal. Une fois la procédure conclue, la cale doit être retirée.

Avvertissements, précautions et restrictions: Usage professionnel. Usage unique. Toute réutilisation peut provoquer une contamination croisée. Lorsqu'il existe une allergie prouvée à un des composants, le produit ne doit pas être utilisé. Nous recommandons que l'utilisation du produit soit toujours accompagnée de l'isolation absolue du champ opératoire, dans la mesure où des objets libres peuvent être déglutis ou aspirés accidentellement. Le produit a un point tranchant et il doit être utilisé en veillant à ce qu'aucune lésion ne soit causée au patient. Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Composition: Naturel: Bois. Coloré: Bois et colorants réactifs atoxiques.

Stockage: Stocker dans un endroit sec, frais et à l'abri de la lumière solaire.

Élimination: Éliminer conformément aux exigences locales applicables.

Ref.	Code	Contenu
0.4952C	00004020022	Coins Anatomiques - 500 unités assorties (colorées par tailles)
0.4953	0004020023	Coins Anatomiques n°1 jaunes - 100 unités
0.4957C	0004020024	Coins Anatomiques - 100 unités assorties (colorées par taille)

Manufacturer: TDV Dental Ltda.
 CNPJ 81.591.786/0001-60
 XV de Novembro, 9944
 CEP 89107-000 - Pomerode/SC - Brasil
 Reg. ANVISA: 10291220032
 ☎ 55 47 3395-6115 | 0800 047 1020
 info@tdv.com.br | www.tdv.com.br

EC REP: Obelis S.A.
 Bd. Général Wauts 53
 1030 Brussels, Belgium
 Tel: +(32) 2.732.59.54
 E-mail: mail@obelis.net

17 - 06/2022

Resp. Téc.: Gisele Karina Gruber
 CREA/SC 179557-7



EN Single use
 FR Usage unique



EN Medical Device
 FR Dispositif Médical