

SeptoPlus Mandrel / SeptoDiscs Mandrel

Accessory device for fixing different finishing and/or polishing systems in contra-angle. Available in two finishes: mandrel by pressure (SeptoPlus Mandrel) and pop-on mandrel.

Use: Install the finishing/polishing device on the mandrel. Make sure that the device is fully seated on the mandrel. Insert the mandrel shank into the chuck of the contra-angle handpiece. Perform a test run on the device to verify the product's effect on the workpiece. SeptoPlus Mandrel. Compatible with SeptoPolisher and SeptoWheels FX. SeptoDiscs Mandrel. Compatible with SeptoDiscs.

Warnings, precautions and restrictions: Professional use only. Only the use of the mandrel or discs with similar products is of the user's sole responsibility. To avoid an accidental swallowing of this product, it is necessary the application of the total isolation technique of the operating field. If there is proven allergy to any of the components, the product must not be used. Wear protective goggles to shield against particles (dentists and patients). Use of a rubber dam is highly recommended to avoid the potential ingestion of dental materials or particles. Perform a test run on the device to ensure that it will not handle any of the patient's denture. Contact with soft tissues (skin, gingiva, mucosa) may result in injury to the tissue. Any serious incident related to the device should be reported to the manufacturer or the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Cleaning: Carry out the cleaning with the aid of water and enzymatic detergent 4 enzymes (Amylase, Protease, Lipase and Carbohydrase) and with pure pH range between 6,5 - 7,5. Prepare the dilution solution according to the manufacturer's instructions. The water should be potable. For best effectiveness, it is recommended that the temperature be between 40°C and 55°C. Submerge the product and leave in contact for 5 minutes with the solution. Remove parts and rinse under running water for at least 10 seconds. Dry the piece with absorbent paper or disposable wipers. **Sterilization:** The mandrel should be autoclaved (126° C, 16min), after each patient. **Reprocessing Limits:** Repetead processing has minimal effect on the mandrel due to its composition. This is a reusable device. SeptoPlus Mandrel. The manufacturer guarantees up to 50 reuses. SeptoDiscs Mandrel. The manufacturer guarantees 250 reuses. Carefully inspect the mandrel and discs after each use to ensure that all debris has been removed. Observe damage / breakage of the product that would prevent proper operation and do not use in this case.

Composition: SeptoPlus Mandrel: Metal nickel plated metal. SeptoDiscs Mandrel: Nickel plated metal.

Storage: Store below 30°C (86°F), in a dry place, protected from light. **Connection with contra-angle:** The SeptoPlus Mandrel / SeptoDiscs Mandrel is manufactured in compliance with specifications of ISO 1797/2017.

Reprocessing: SeptoPlus Mandrel - 1 unit. SeptoDiscs Mandrel - 1 unit. 011000005 - SeptoDiscs Mandrel - 1 unit

SeptoPlus Mandrel / SeptoDiscs Mandrel

Dispositif accessoire pour la fixation des différents systèmes de finition ou de polissage en contra-angle. Disponible en deux systèmes: mandrin à pression (SeptoPlus Mandrel) et mandrin à pression (SeptoPlus Mandrel).

Utilisation: Installez le dispositif de finition/polissage sur le mandrin. Assurez-vous que le dispositif est bien assis sur le mandrin. Insérez le mandrin dans le mors de la main-portante en contre-angle. Effectuez un test pour vérifier le bon fonctionnement du bouton rotatif.

SeptoPlus Mandrel: compatible avec SeptoPolisher et SeptoWheels FX. SeptoDiscs Mandrel: compatible avec SeptoDiscs.

Avvertissements, precauzioni e restrizioni: Usage professionale. L'usager est entièrement responsable de l'usage du mandrin ou des disques avec des produits finisseurs. Nous recommandons que l'utilisation du produit soit toujours accompagnée de l'isolation absolue du champ opératoire. Dans la mesure où des objets libres peuvent être éjectés ou aspirés accidentellement, nous recommandons l'utilisation de systèmes de composants, le produit ne doit pas être utilisé. Utilisez une protection oculaire pour vous protéger contre les particules (dentistes et patients). L'utilisation d'un barrage dentaire est hautement recommandée pour éviter l'ingestion potentielle des matériaux dentaires ou d'autres débris. Les dispositifs rotatifs doivent être manipulés avec soin et contrôle pour éviter de blesser le patient.Le contact avec les tissus mous (peau, gingive, muqueuse) peut entraîner des lésions. Toute réaction grave liée au produit doit être signalée au fabricant. Toute notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur ou le patient est établi.

Nettoyage: Réaliser le nettoyage à l'aide d'eau et de détergent quadri-enzymatique (Amylase, Protéase, Lipase et Carbohydrase) et dans une plage de pH pur entre 6,5 - 7,5. Préparez la solution de dilution conformément aux instructions du fabricant. L'eau devrait être potable. Pour une meilleure efficacité, il est recommandé que la température soit comprise entre 40°C et 55°C. Submerger les produits et les laisser en contact avec la solution durant 5 minutes Retirer les pièces et les rincer à l'eau courante durant au moins 10 secondes. Sécher les pièces avec du papier absorbant ou des lingettes jetables.

Sterilisation: Le mandrin doit être autoclavé (126°C, 16min), après chaque patient. SeptoDiscs Mandrel doit être autoclavé (126°C, 16min) après chaque patient.

Limits de retraitement: Le mandrin peut être utilisé jusqu'à 50 fois dans un rayon de réutilisation. SeptoDiscs Mandrel peut être utilisé jusqu'à 250 fois dans un rayon de réutilisation. SeptoDiscs Mandrel: Le fabricant garantit jusqu'à un maximum de 240 utilisations. SeptoDiscs Mandrel: Le fabricant garantit jusqu'à un maximum de 240 utilisations.

Inspection: Inspectez soigneusement le mandrin et les disques après chaque utilisation pour vous assurer que vous les débris ont été éliminés. Observez les dommages/ruptures du produit qui empêcheraient un fonctionnement correct et ne les utilisez pas dans ce cas.

Composition: SeptoPlus Mandrel: Acier inoxydable. SeptoPlus Mandrel: Métal nickelé. **Stockage:** Conserver jusqu'à 30°C (86°F), dans un endroit sec et sans la lumière du soleil.

Connexion avec contre-angle: Le SeptoPlus Mandrel / SeptoDiscs Mandrel est fabriqué selon les spécifications de la Norme ISO 1797/2017.

011001004 - SeptoPlus Mandrel - 1 unité. 011000005 - SeptoDiscs Mandrel - 1 unité.

SeptoPlus Mandrel / SeptoDiscs Mandrel

Zusatzgerät zur Fixierung verschiedener End-und/oder Poliersysteme mit Winkelstück. Verfügbar in zwei Systemen: Druckmandrin (SeptoPlus Mandrel) und Pop-on-Dorn (SeptoPlus Mandrel).

Anwendung: Installieren Sie das Fertigbearbeitungs-/Poliergerät auf den Dorn. Stellen Sie sicher, dass die Geräte vollständig am Dorn befestigt ist. Installieren Sie den Dorn auf dem Patienten. Führen Sie einen Testlauf durch, um die Wirkung des Produktes zu überprüfen. SeptoPlus Mandrel. Kompatibel mit SeptoPolisher und SeptoWheels FX. SeptoDiscs Mandrel. Kompatibel mit SeptoDiscs.

Warnung, Vorsichtshinweise und Einschränkungen: Nur für den professionellen Gebrauch. Der Anwender ist verantwortlich für die Anwendung von Dorn und Scheibe gemeinsam mit ähnlichen Produkten. Um vermeintliches Verschlucken des Produktes zu verhindern, ist die absolute Isolierung des Arbeitsfeldes durch ein vollständiges Schutznetz nachgewiesener Allergie auf eines der Bestandteile darf das Produkt nicht verwendet werden. Verwenden Sie Zahnrund und Patienten) Augenschutz, um sich vor Partikeln zu schützen. Die Verwendung einer Zahnbarriere und dringend empfohlen, um der möglichen Aufnahme von Zahnmaterial oder anderen Rückständen zu schützen.Rotierende zahnärztliche Instrumente müssen mit Sorgfalt und Kontrolle verwendet werden, um Verletzungen des Patienten oder des Wundheilers (Patienten und Patienten) zu vermeiden. Schleichmäßig kann zu lokalen Verletzungen führen. Alle in Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden sicherheitserrelevanten Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Herstellers und/oder der Patienten mitteilen.

Reinigung: Reinigen Sie die Reinigung mit Hilfe von Wasser und enzymatisches Waschmittel 4-Enzyme (Amylase, Protease, Lipase und Kohlenhydrate) und mit einem reinen pH-Bereich zwischen 6,5 und 7,5. Bereiten Sie die Lösung nach den Richtlinien des Herstellers vor. Das Waschwasser muss eine Temperatur zwischen 40°C und 55°C betragen. Tauchen Sie die Produkte ein und lassen Sie sie 5 Minuten lang mit der Lösung in Kontakt. Entfernen Sie die Teile und spülen Sie sie in reinem Wasser. Entfernen Sie das Wasser mit reinem Wasser. Trocknen Sie die Teile mit saugfähigem Papier oder Einweg-Taschentüchern. **Sterilisation:** Der Dorn muss in einem Autoklav sterilisiert werden (126°C, 16min), nach jedem Patienten. **Größen der Wiederbearbeitung:** Wiederholte Verwendung: SeptoPlus Mandrel: Hersteller garantiert bis zu 240 Wiederverwendungen. SeptoDiscs Mandrel: Hersteller garantiert bis zu 240 Wiederverwendungen. **Inspektion:** Überprüfen Sie

den mandrel sorgfältig, um sicherzustellen, dass alle Rückstände entfernt wurden. Achten Sie auf den Patienten und Patienten) Augenschutz, um sich vor Partikeln zu schützen. Verwenden Sie ein so in solchen Fällen. **Zusammensetzung:** SeptoDiscs Mandrel: Rostfreier Stahl. SeptoPlus Mandrel: Vernickeltes Metall.

Lagerung: Lagern Sie es bis zu 30°C (86°F), in einem trockenen Ort und weg von Sonnenlicht abtrennen.

Verbindung mit Winkelstück: Der SeptoPlus Mandrel / SeptoDiscs Mandrel ist gemäß den Spezifikationen der Regulation ISO 1797/2017 hergestellt.

Präsentation: 011001004 - SeptoPlus Mandrel - 1 Einheit. 011000005 - SeptoDiscs Mandrel - 1 Einheit

SeptoPlus Mandrel / SeptoDiscs Mandrel

Dispositivo accessorio para fijación de distintos sistemas de acabamiento y/o pulimento en contra-ángulo. Disponible en dos sistemas: mandril de engrape (SeptoPlus Mandrel) y mandril de presión (SeptoPlus Mandrel).

Uso: Instalar el dispositivo de acabado/polido en el mandril. Asegúrese de que el dispositivo está completamente conectado al mandril. Engrapar el vástago del mandril en el contra-ángulo. Realizar una prueba para verificar la rotación efectiva del producto. SeptoPlus Mandrel: compatible con SeptoPolisher y SeptoWheels FX. SeptoDiscs Mandrel: compatible con SeptoDiscs.

Advertencias, precauciones y restricciones: Uso profesional. La utilización del mandril o de los discos/puntas con productos similares es de entera responsabilidad del usuario. Se recomienda que el uso del producto sea siempre acompañado de aislamiento absoluto del campo operatório, una vez que objetos sueltos pueden ser deglutiados o aspirados accidentalmente. En casos de alergias reconocidas a cualquier uno de sus componentes, el uso del producto debe evitarse. Recomendamos que el uso del producto sea siempre acompañado de protección frente a la posible ingestión de materiales dentales u otros residuos. Manipule con cuidado los dispositivos rotativos para evitar lesionar al paciente. El contacto con los tejidos blandos (piel, encías, mucosa) podría dañar dichos tejidos. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que el usuario o el paciente es establecido. **Limpieza:** Realice la limpieza con la ayuda de agua y detergente enzimático 4 enzimas (amilasa, proteasa, lipasa y carbohidrasa) y con agua de pH pur entre 6,5 y 7,5. Preparar la solución de dilución de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El agua debe estar fría. Para una mayor efectividad, se recomienda que la temperatura este entre 40°C y 55°C. Submerja los productos con la solución durante 5 minutos. Retire las piezas y enjuague con agua corriente durante al menos 10 segundos. Secar las piezas con papel absorbente o paños desechables. **Esterilización:** El mandril se debe esterilizar (126°C, 16min) después de cada paciente. **Limites de reutilización:** El mandril puede ser utilizado hasta 50 veces en un ciclo de reutilización. SeptoDiscs Mandrel: El fabricante garantiza hasta 240 usos en un ciclo de reutilización. **Inspección:** Inspeccione cuidadosamente el mandril para asegurarse de que se hayan retirado todos los residuos. Observar daños / que impiden el correcto funcionamiento y no utilizar en este caso.

Composición: SeptoPlus Mandrel: Acero inoxidable. SeptoPlus Mandrel: Metal níquelado. **Almacenamiento:** Almacenar hasta 30°C (86°F), en lugar seco, al abrigo de la luz.

Conexión con contra-ángulo: El SeptoPlus Mandrel / SeptoDiscs Mandrel es fabricado de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO 1797/2017.

011001004 - SeptoPlus Mandrel - 1 unidad. 011000005 - SeptoDiscs Mandrel - 1 unidad.

SeptoPlus Mandrel / SeptoDiscs Mandrel

Accessorio per il fissaggio di diversi sistemi di finitura e / o lucidatura in contro-angolo. Disponibile in due sistemi: mandrino a pressione (SeptoPlus Mandrel) e mandrino a scatto (SeptoPlus Mandrel).

Uso: Inerire il dispositivo di finitura/lucidatura sul mandrino. Assicurarsi che il dispositivo sia completamente collegato al mandrino. Installare il mandrino nel morsetto del contro-angolo. Effettuare un test per verificare l'effettiva rotazione del prodotto. SeptoPlus Mandrel: Compatible con SeptoPolisher e SeptoWheels FX. SeptoDiscs Mandrel: Compatible con SeptoDiscs.

Avvertenze, precauzioni e restrizioni: Solo per uso professionale. L'utente sarà interamente responsabile per l'uso combinato del mandrino o del disco con prodotti simili. Si consiglia che l'uso del prodotto sia sempre con tutti gli accessori al completo, poiché gli oggetti liberi possono essere ingeriti o aspirati accidentalmente. In caso di allergia accertata, ad qualsiasi dei suoi componenti, il prodotto non deve essere utilizzato. Utilizzare una protezione per gli occhi per proteggersi dalle particelle (dentisti e pazienti). L'uso di una barriera dentaria è altamente raccomandato per prevenire l'eventuale ingestione di materiali dentari o altri detriti di possibile rotazione. Evitare il contatto con cute e fluidi corporei. Evitare il contatto con i tessuti molli (pelle, gengive, mucose). Qualsiasi incidente grave riferito al dispositivo o al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore o il paziente è stabilito.

Pulitura: Effettuare la pulizia con l'aiuto di acqua e detersivi con 4 enzimi (Amilasi, Proteasi, Lipasi e Carboidrasi) e con pH puro compreso tra 6,5 - 7,5. Preparare la soluzione secondo le linee guida del produttore. L'acqua deve essere potabile. Per una maggiore efficienza, si raccomanda che la temperatura sia compresa tra 40°C e 55°C. Immergere i prodotti e lasciarli a contatto con la soluzione per 5 minuti. Togliere le parti e sciacquare con acqua corrente per almeno 10 secondi. Asciugare le parti con carta assorbente o fazzoletti morbidi. **Sterilizzazione:** Il mandrino deve essere sterilizzato in autoclave (126°C, 16min), dopo ogni paziente. **Limiti di ritrattamento:** La lavorazione ripetuta ha un effetto minimo sulla durata a causa della sua composizione. Questo è un dispositivo multiuso. SeptoPlus Mandrel: il produttore garantisce fino a 50 utilizzi. SeptoDiscs Mandrel: il produttore garantisce fino a 240 utilizzi. **Ispezione:** Ispezionare attentamente il mandrino per assicurarsi che tutti i residui sono stati rimossi. Osservare i danni / guasti che impediscono il corretto funzionamento e non utilizzarlo in questi casi.

Composizione: SeptoDiscs Mandrel: Acero inoxidable. SeptoPlus Mandrel: Metallo nichelato. **Conservazione:** Conservare fino a 30°C (86°F), in un luogo asciutto e protetto dalla luce solare.

Collegamento con contro-angolo: Il SeptoPlus Mandrel / SeptoDiscs Mandrel è fabbricato in conformità con le specifiche ISO 1797/2017.

011001004 - SeptoPlus Mandrel - 1 unità. 011000005 - SeptoDiscs Mandrel - 1 unità

SeptoPlus Mandrel / SeptoDiscs Mandrel

Užpridedas aksesori pri fiksaavim različnih zaključevalnih ali polirnih sistemov v nasproti kotni. Na voljo v dveh sistemih: mandrinski pritisk (SeptoPlus Mandrel) in pop-up mandrinski (SeptoPlus Mandrel).

Uporaba: Vstavi napravo za dokončanje/poliranje na mandrinski pritisk. Zagotoviti mora, da naprava ni dovolj pritrjena na mandrinski pritisk. Vstavi mandrinski vrtljak v koso ročaj. Izvedi preskusni preizkus, da preveriš učinkovitost vrtenja izdelka. SeptoPlus Mandrel: združljivo s SeptoPolisher in SeptoWheels FX. SeptoDiscs Mandrel: združljivo s SeptoDiscs.

Opozorila, previdnostni ukrepi in omejitve: Uporablja se samo za strokovno uporabo. Uporabnik bo odgovoren za uporabo izdelka s podobnimi izdelki. Pri uporabi izdelka je treba zagotoviti popolno izolacijo delovnega področja. Če pride do alergije na katerikoli sestavni del izdelka, se uporaba izdelka ne sme nadaljevati. Priporočamo uporabo zaščitne očalske opreme za zaščito pred delnimi delci (dentisti in pacienti). Uporaba zobne pregrade je visoko priporočena za preprečitev slučajne ingestije zobnih materialov ali drugih ostankov. Upoštevati mora previdnostne ukrepe pri izpostavitvi. Izbijati mora neposredni stik s kožo in sluznico. Če pride do poškodbe, se mora poročiti o primeru izdelku in pristojni organ v državi, kjer uporabnik ali bolnik sta nastanila. **Ohranjanje in vzdrževanje:** Izdelek očistiti z vodo in čistilom s 4 encimi (amilaza, proteaza, lipaza in karbohidraz) in s čistilno vrednostjo pH med 6,5 in 7,5. Pripraviti raztopino za razredčenje po navodilih proizvajalca. Temperatura vode mora biti med 40°C in 55°C. Pred uporabo izdelka ga potopite v raztopino za vsaj 5 minut. Izdelek očistite s papirjem za absorpcijo vlage ali enkratnimi brisačami. **Sterilizacija:** Mandrinski pritisk mora biti avtoklavirano (126°C, 16min) po vsaki uporabi. **Omejitve preobdelave:** Mandrinski pritisk ima minimalen vpliv na življenjsko dobo zaradi svoje sestave. SeptoPlus Mandrel: proizvajalca garancija je do 50 uporab. SeptoDiscs Mandrel: proizvajalca garancija je do 240 uporab. **Preverjanje:** Previdno preverjati stanje izdelka za vse poškodbe, ki bi lahko preprečile pravilno uporabo izdelka in ga ne uporabljati v teh primerih.

Skupina izdelkov: SeptoPlus Mandrel: invarno jeklo. SeptoPlus Mandrel: nikelirano jeklo. **Shranjevanje:** Shraniti pri 30°C (86°F), v suhem, svetlobi zaščitemu prostoru.

Prilagoditev nasproti kotni: SeptoPlus Mandrel / SeptoDiscs Mandrel je izdelan v skladu s specifikacijami norme ISO 1797/2017.

011001004 - SeptoPlus Mandrel - 1 enota. 011000005 - SeptoDiscs Mandrel - 1 enota

SeptoPlus Mandrel / SeptoDiscs Mandrel

Uzpridedas aksesori pri fiksaavim različnih zaključevalnih ali polirnih sistemov do kotnega ogrovanja. Na voljo v dveh sistemih: mandrinski pritisk (SeptoPlus Mandrel) in pop-up mandrinski (SeptoPlus Mandrel).

Uporaba: Vstavi napravo za dokončanje/poliranje na mandrinski pritisk. Zagotoviti mora, da naprava ni dovolj pritrjena na mandrinski pritisk. Vstavi mandrinski vrtljak v koso ročaj. Izvedi preskusni preizkus, da preveriš učinkovitost vrtenja izdelka. SeptoPlus Mandrel: združljivo s SeptoPolisher in SeptoWheels FX. SeptoDiscs Mandrel: združljivo s SeptoDiscs.

Opozorila, previdnostni ukrepi in omejitve: Uporablja se samo za strokovno uporabo. Uporabnik bo odgovoren za uporabo izdelka s podobnimi izdelki. Pri uporabi izdelka je treba zagotoviti popolno izolacijo delovnega področja. Če pride do alergije na katerikoli sestavni del izdelka, se uporaba izdelka ne sme nadaljevati. Priporočamo uporabo zaščitne očalske opreme za zaščito pred delnimi delci (dentisti in pacienti). Uporaba zobne pregrade je visoko priporočena za preprečitev slučajne ingestije zobnih materialov ali drugih ostankov. Upoštevati mora previdnostne ukrepe pri izpostavitvi. Izbijati mora neposredni stik s kožo in sluznico. Če pride do poškodbe, se mora poročiti o primeru izdelku in pristojni organ v državi, kjer uporabnik ali bolnik sta nastanila. **Ohranjanje in vzdrževanje:** Izdelek očistiti z vodo in čistilom s 4 encimi (amilaza, proteaza, lipaza in karbohidraz) in s čistilno vrednostjo pH med 6,5 in 7,5. Pripraviti raztopino za razredčenje po navodilih proizvajalca. Temperatura vode mora biti med 40°C in 55°C. Pred uporabo izdelka ga potopite v raztopino za vsaj 5 minut. Izdelek očistite s papirjem za absorpcijo vlage ali enkratnimi brisačami. **Sterilizacija:** Mandrinski pritisk mora biti avtoklavirano (126°C, 16min) po vsaki uporabi. **Omejitve preobdelave:** Mandrinski pritisk ima minimalen vpliv na življenjsko dobo zaradi svoje sestave. SeptoPlus Mandrel: proizvajalca garancija je do 50 uporab. SeptoDiscs Mandrel: proizvajalca garancija je do 240 uporab. **Preverjanje:** Previdno preverjati stanje izdelka za vse poškodbe, ki bi lahko preprečile pravilno uporabo izdelka in ga ne uporabljati v teh primerih.

Skupina izdelkov: SeptoPlus Mandrel: invarno jeklo. SeptoPlus Mandrel: nikelirano jeklo. **Shranjevanje:** Shraniti pri 30°C (86°F), v suhem, svetlobi zaščitemu prostoru.

Prilagoditev nasproti kotni: SeptoPlus Mandrel / SeptoDiscs Mandrel je izdelan v skladu s specifikacijami norme ISO 1797/2017.

011001004 - SeptoPlus Mandrel - 1 enota. 011000005 - SeptoDiscs Mandrel - 1 enota

SeptoPlus Mandrel / SeptoDiscs Mandrel

Uzpridedas aksesori pri fiksaavim različnih zaključevalnih ali polirnih sistemov do kotnega ogrovanja. Na voljo v dveh sistemih: mandrinski pritisk (SeptoPlus Mandrel) in pop-up mandrinski (SeptoPlus Mandrel).

Uporaba: Vstavi napravo za dokončanje/poliranje na mandrinski pritisk. Zagotoviti mora, da naprava ni dovolj pritrjena na mandrinski pritisk. Vstavi mandrinski vrtljak v koso ročaj. Izvedi preskusni preizkus, da preveriš učinkovitost vrtenja izdelka. SeptoPlus Mandrel: združljivo s SeptoPolisher in SeptoWheels FX. SeptoDiscs Mandrel: združljivo s SeptoDiscs.

Opozorila, previdnostni ukrepi in omejitve: Uporablja se samo za strokovno uporabo. Uporabnik bo odgovoren za uporabo izdelka s podobnimi izdelki. Pri uporabi izdelka je treba zagotoviti popolno izolacijo delovnega področja. Če pride do alergije na katerikoli sestavni del izdelka, se uporaba izdelka ne sme nadaljevati. Priporočamo uporabo zaščitne očalske opreme za zaščito pred delnimi delci (dentisti in pacienti). Uporaba zobne pregrade je visoko priporočena za preprečitev slučajne ingestije zobnih materialov ali drugih ostankov. Upoštevati mora previdnostne ukrepe pri izpostavitvi. Izbijati mora neposredni stik s kožo in sluznico. Če pride do poškodbe, se mora poročiti o primeru izdelku in pristojni organ v državi, kjer uporabnik ali bolnik sta nastanila. **Ohranjanje in vzdrževanje:** Izdelek očistiti z vodo in čistilom s 4 encimi (amilaza, proteaza, lipaza in karbohidraz) in s čistilno vrednostjo pH med 6,5 in 7,5. Pripraviti raztopino za razredčenje po navodilih proizvajalca. Temperatura vode mora biti med 40°C in 55°C. Pred uporabo izdelka ga potopite v raztopino za vsaj 5 minut. Izdelek očistite s papirjem za absorpcijo vlage ali enkratnimi brisačami. **Sterilizacija:** Mandrinski pritisk mora biti avtoklavirano (126°C, 16min) po vsaki uporabi. **Omejitve preobdelave:** Mandrinski pritisk ima minimalen vpliv na življenjsko dobo zaradi svoje sestave. SeptoPlus Mandrel: proizvajalca garancija je do 50 uporab. SeptoDiscs Mandrel: proizvajalca garancija je do 240 uporab. **Preverjanje:** Previdno preverjati stanje izdelka za vse poškodbe, ki bi lahko preprečile pravilno uporabo izdelka in ga ne uporabljati v teh primerih.

Skupina izdelkov: SeptoPlus Mandrel: invarno jeklo. SeptoPlus Mandrel: nikelirano jeklo. **Shranjevanje:** Shraniti pri 30°C (86°F), v suhem, svetlobi zaščitemu prostoru.

Prilagoditev nasproti kotni: SeptoPlus Mandrel / SeptoDiscs Mandrel je izdelan v skladu s specifikacijami norme ISO 1797/2017.

011001004 - SeptoPlus Mandrel - 1 enota. 011000005 - SeptoDiscs Mandrel - 1 enota

SeptoPlus Mandrel / SeptoDiscs Mandrel

Uzpridedas aksesori pri fiksaavim različnih zaključevalnih ali polirnih sistemov do kotnega ogrovanja. Na voljo v dveh sistemih: mandrinski pritisk (SeptoPlus Mandrel) in pop-up mandrinski (SeptoPlus Mandrel).

Uporaba: Vstavi napravo za dokončanje/poliranje na mandrinski pritisk. Zagotoviti mora, da naprava ni dovolj pritrjena na mandrinski pritisk. Vstavi mandrinski vrtljak v koso ročaj. Izvedi preskusni preizkus, da preveriš učinkovitost vrtenja izdelka. SeptoPlus Mandrel: združljivo s SeptoPolisher in SeptoWheels FX. SeptoDiscs Mandrel: združljivo s SeptoDiscs.

Opozorila, previdnostni ukrepi in omejitve: Uporablja se samo za strokovno uporabo. Uporabnik bo odgovoren za uporabo izdelka s podobnimi izdelki. Pri uporabi izdelka je treba zagotoviti popolno izolacijo delovnega področja. Če pride do alergije na katerikoli sestavni del izdelka, se uporaba izdelka ne sme nadaljevati. Priporočamo uporabo zaščitne očalske opreme za zaščito pred delnimi delci (dentisti in pacienti). Uporaba zobne pregrade je visoko priporočena za preprečitev slučajne ingestije zobnih materialov ali drugih ostankov. Upoštevati mora previdnostne ukrepe pri izpostavitvi. Izbijati mora neposredni stik s kožo in sluznico. Če pride do poškodbe, se mora poročiti o primeru izdelku in pristojni organ v državi, kjer uporabnik ali bolnik sta nastanila. **Ohranjanje in vzdrževanje:** Izdelek očistiti z vodo in čistilom s 4 encimi (amilaza, proteaza, lipaza in karbohidraz) in s čistilno vrednostjo pH med 6,5 in 7,5. Pripraviti raztopino za razredčenje po navodilih proizvajalca. Temperatura vode mora biti med 40°C in 55°C. Pred uporabo izdelka ga potopite v raztopino za vsaj 5 minut. Izdelek očistite s papirjem za absorpcijo vlage ali enkratnimi brisačami. **Sterilizacija:** Mandrinski pritisk mora biti avtoklavirano (126°C, 16min) po vsaki uporabi. **Omejitve preobdelave:** Mandrinski pritisk ima minimalen vpliv na življenjsko dobo zaradi svoje sestave. SeptoPlus Mandrel: proizvajalca garancija je do 50 uporab. SeptoDiscs Mandrel: proizvajalca garancija je do 240 uporab. **Preverjanje:** Previdno preverjati stanje izdelka za vse poškodbe, ki bi lahko preprečile pravilno uporabo izdelka in ga ne uporabljati v teh primerih.

Uzpridedas aksesori pri fiksaavim različnih zaključevalnih ali polirnih sistemov do kotnega ogrovanja. Na voljo v dveh sistemih: mandrinski pritisk (SeptoPlus Mandrel) in pop-up mandrinski (SeptoPlus Mandrel).

Uporaba: Vstavi napravo za dokončanje/poliranje na mandrinski pritisk. Zagotoviti mora, da naprava ni dovolj pritrjena na mandrinski pritisk. Vstavi mandrinski vrtljak v koso ročaj. Izvedi preskusni preizkus, da preveriš učinkovitost vrtenja izdelka. SeptoPlus Mandrel: združljivo s SeptoPolisher in SeptoWheels FX. SeptoDiscs Mandrel: združljivo s SeptoDiscs.

Opozorila, previdnostni ukrepi in omejitve: Uporablja se samo za strokovno uporabo. Uporabnik bo odgovoren za uporabo izdelka s podobnimi izdelki. Pri uporabi izdelka je treba zagotoviti popolno izolacijo delovnega področja. Če pride do alergije na katerikoli sestavni del izdelka, se uporaba izdelka ne sme nadaljevati. Priporočamo uporabo zaščitne očalske opreme za zaščito pred delnimi delci (dentisti in pacienti). Uporaba zobne pregrade je visoko priporočena za preprečitev slučajne ingestije zobnih materialov ali drugih ostankov. Upoštevati mora previdnostne ukrepe pri izpostavitvi. Izbijati mora neposredni stik s kožo in sluznico. Če pride do poškodbe, se mora poročiti o primeru izdelku in pristojni organ v državi, kjer uporabnik ali bolnik sta nastanila. **Ohranjanje in vzdrževanje:** Izdelek očistiti z vodo in čistilom s 4 encimi (amilaza, proteaza, lipaza in karbohidraz) in s čistilno vrednostjo pH med 6,5 in 7,5. Pripraviti raztopino za razredčenje po navodilih proizvajalca. Temperatura vode mora biti med 40°C in 55°C. Pred uporabo izdelka ga potopite v raztopino za vsaj 5 minut. Izdelek očistite s papirjem za absorpcijo vlage ali enkratnimi brisačami. **Sterilizacija:** Mandrinski pritisk mora biti avtoklavirano (126°C, 16min), po vsaki uporabi. **Limiti preobdelave:** Mandrinski pritisk ima minimalen vpliv na življenjsko dobo zaradi svoje sestave. SeptoPlus Mandrel: proizvajalca garancija je do 50 uporab. SeptoDiscs Mandrel: proizvajalca garancija je do 240 uporab. **Preverjanje:** Previdno preverjati stanje izdelka za vse poškodbe, ki bi lahko preprečile pravilno uporabo izdelka in ga ne uporabljati v teh primerih.

Skupina izdelkov: SeptoPlus Mandrel: invarno jeklo. SeptoPlus Mandrel: nikelirano jeklo. **Shranjevanje:** Shraniti pri 30°C (86°F), v suhem, svetlobi zaščitemu prostoru.

Prilagoditev nasproti kotni: SeptoPlus Mandrel / SeptoDiscs Mandrel je izdelan v skladu s specifikacijami norme ISO 1797/2017.

011001004 - SeptoPlus Mandrel - 1 enota. 011000005 - SeptoDiscs Mandrel - 1 enota

SeptoPlus Mandrel / SeptoDiscs Mandrel

Uzpridedas aksesori pri fiksaavim različnih zaključevalnih ali polirnih sistemov do kotnega ogrovanja. Na voljo v dveh sistemih: mandrinski pritisk (SeptoPlus Mandrel) in pop-up mandrinski (SeptoPlus Mandrel).

Uporaba: Vstavi napravo za dokončanje/poliranje na mandrinski pritisk. Zagotoviti mora, da naprava ni dovolj pritrjena na mandrinski pritisk. Vstavi mandrinski vrtljak v koso ročaj. Izvedi preskusni preizkus, da preveriš učinkovitost vrtenja izdelka. SeptoPlus Mandrel: združljivo s SeptoPolisher in SeptoWheels FX. SeptoDiscs Mandrel: združljivo s SeptoDiscs.

Opozorila, previdnostni ukrepi in omejitve: Uporablja se samo za strokovno uporabo. Uporabnik bo odgovoren za uporabo izdelka s podobnimi izdelki. Pri uporabi izdelka je treba zagotoviti popolno izolacijo delovnega področja. Če pride do alergije na katerikoli sestavni del izdelka, se uporaba izdelka ne sme nadaljevati. Priporočamo uporabo zaščitne očalske opreme za zaščito pred delnimi delci (dentisti in pacienti). Uporaba zobne pregrade je visoko priporočena za preprečitev slučajne ingestije zobnih materialov ali drugih ostankov. Upoštevati mora previdnostne ukrepe pri izpostavitvi. Izbijati mora neposredni stik s kožo in sluznico. Če pride do poškodbe, se mora poročiti o primeru izdelku in pristojni organ v državi, kjer uporabnik ali bolnik sta nastanila. **Ohranjanje in vzdrževanje:** Izdelek očistiti z vodo in čistilom s 4 encimi (amilaza, proteaza, lipaza in karbohidraz) in s čistilno vrednostjo pH med 6,5 in 7,5. Pripraviti raztopino za razredčenje po navodilih proizvajalca. Temperatura vode mora biti med 40°C in 55°C. Pred uporabo izdelka ga potopite v raztopino za vsaj 5 minut. Izdelek očistite s papirjem za absorpcijo vlage ali enkratnimi brisačami. **Sterilizacija:** Mandrinski pritisk mora biti avtoklavirano (126°C, 16min) po vsaki uporabi. **Limiti preobdelave:** Mandrinski pritisk ima minimalen vpliv na življenjsko dobo zaradi svoje sestave. SeptoPlus Mandrel: proizvajalca garancija je do 50 uporab. SeptoDiscs Mandrel: proizvajalca garancija je do 240 uporab. **Preverjanje:** Previdno preverjati stanje izdelka za vse poškodbe, ki bi lahko preprečile pravilno uporabo izdelka in ga ne uporabljati v teh primerih.

Skupina izdelkov: SeptoPlus Mandrel: invarno jeklo. SeptoPlus Mandrel: nikelirano jeklo. **Shranjevanje:** Shraniti pri 30°C (86°F), v suhem, svetlobi zaščitemu prostoru.

Prilagoditev nasproti kotni: SeptoPlus Mandrel / SeptoDiscs Mandrel je izdelan v skladu s specifikacijami norme ISO 1797/2017.

011001004 - SeptoPlus Mandrel - 1 enota. 011000005 - SeptoDiscs Mandrel - 1 enota

SeptoPlus Mandrel / SeptoDiscs Mandrel

Uzpridedas aksesori pri fiksaavim različnih zaključevalnih ali polirnih sistemov do kotnega ogrovanja. Na voljo v dveh sistemih: mandrinski pritisk (SeptoPlus Mandrel) in pop-up mandrinski (SeptoPlus Mandrel).

Uporaba: Vstavi napravo za dokončanje/poliranje na mandrinski pritisk. Zagotoviti mora, da naprava ni dovolj pritrjena na mandrinski prit

